



Date de création : 28/08/21

Réalisé par Romain

FORMAT : 129x 333

NOMBRE DE COULEURS : 3

PANTONE : 312 ■ BLACK ■

PANTONE : 185 ■

I 08 80 162 36 04

## Plastalgin Fast

de - Alginat für  
Präzisionsabdrücke

STAUBFREI  
SCHNELLABBINDEND

**MISCHUNGSVERHÄLTNISSE**  
Immer auf folgendes Verhältnis achten : 1 voller  
Dosier-Löffel Pulver zu 1/2 Dosis Wasser.  
Um das Pulver abzumessen, den Messbecher mit  
überschuss füllen, niemals zusammen drücken, und  
mit dem Spatel glattstreichen. Pulver und Wasser  
werden 30 Sekunden zusammen angemischt.

Nur für den zahnärztlichen Gebrauch  
Kühl und trocken aufbewahren

Inhalt : 454 g



## Plastalgin Fast

en - Alginate for accurate  
impression taking

DUSTFREE  
QUICK SETTING

**MIX RATIO**  
Always keep to the proportion of one measure of  
powder to a half-measure of water.  
To measure the powder, fill a measure full and level  
it without compressing, using a spatula. Mix the  
powder and water for 30 seconds.

For professional dental use only  
Keep in a cool and dry place

Contents : 454 g



## Plastalgin Fast

fr - Alginate pour  
empreintes de précision

SANS POUSSIÈRE  
PRISE RAPIDE

**PROPORTIONS DE MÉLANGE**  
Respecter toujours la proportion de 1 mesure de  
poudre pour une demi-mesure d'eau.  
Pour mesurer la poudre, remplir la cuillère-doseuse  
et araser avec la spatule, sans tasser. Mélanger  
poudre et eau pendant 30 secondes.

Réservé à l'usage professionnel en médecine  
bucco-dentaire  
A conserver dans un endroit frais et sec

Contenu : 454 g



## Plastalgin Fast

it - Alginato per impronte  
di precisione

NON POLVEROSO  
PRESA RAPIDA

**PROPORZIONI D'IMPASTO**  
Rispettare sempre la proporzione di una dose di  
polvere e mezza di acqua.  
Per dosare la polvere, riempire il cucchiaino dosatore e  
rasarlo con una spatola senza pressare. Dopo aver  
aggiunto l'acqua, secondo le dosi, spatolare per  
almeno 30 secondi.

Riservato all'uso professionale in odontoiatria  
Conservare in luogo fresco e asciutto

Contenuto : 454 g



## Plastalgin Fast

es - Alginato para  
impresiones de precisión

SIN POLVO  
FRAGUADO RÁPIDO

**PROPORCIÓN AGUA - POLVO**  
Es aconsejable respetar siempre la proporción de  
una dosis de polvo con una semimedida de agua.  
Para medir el polvo, llenar una cuchara-dosis de  
polvo colmadamente y enrasar con la espátula sin  
comprimir. Amasar durante 30 segundos.

Producto reservado al uso profesional en  
medicina dental  
Consérvese en lugar fresco y seco

Contenido : 454 g



septodont

septodont

septodont

septodont

septodont

REF 238S



SEPTODONT  
58, rue du Pont de Créteil  
94107 Saint-Maur-des-Fossés  
Cedex - France



(CE) : 1995-10  
REV : 2021-09

Fabriqu  en Inde/ Made in India/ Hergestellt in Indien/  
Fabricado en India/ Fabbricato in India