



Anästhesie

Blutstillung

Knochen-  
aufbau

Komplikations-  
management

## Das komplette Sortiment für die Zahnextraktion

\* B. Brkovic, H. Prasad, M. Rohrer, G. Konandreas, G. Agrogiannis, D. Antu:  
Beta-tricalcium phosphate / type I collagen cones with or without a barrier membrane in human extraction socket healing:  
clinical, histomorphometric and immunohistochemical evaluation.  
*J. Can Dent Assoc.* 2008 Jul-Aug;74(6):523-8.

\*\* Artzi Z., Weinreb M., Givol N., Rohrer MD., Nemcovsky CE., Prasad HS., Tal H.:  
Biomaterial resorption rate and healing site morphology of inorganic bovine bone and betatricalcium phosphate in the canine:  
a 24-month longitudinal histologic study and morphometric analysis. *Int J Oral Maxillofac Implants.* 2004 May-Jun; 19(3): 357-68.

**Septodont GmbH**  
Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland  
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66  
E-Mail: [info@septodont.de](mailto:info@septodont.de)  
[www.septodont.com](http://www.septodont.com)



# Das komplette Sortiment für die Zahnextraktion

Eine Zahnextraktion stellt eine besondere Herausforderung dar, bei der auch Schmerzen und Blutungen eine bedeutende Rolle spielen. Septodont bietet dem Zahnarzt für die aufeinander folgenden Schritte einer Zahnextraktion ein komplettes Sortiment an. Dieses umfasst die Lokalanästhesie, Blutstillung, den Knochenaufbau und Therapeutika, um auftretende Schmerzen und mögliche Komplikationen besser behandeln zu können.

Diese Produkte helfen dem Zahnarzt:

- Schmerzen und Komplikationen während und nach einer Zahnextraktion zu reduzieren
- Resorptionen zu verhindern und Knochensubstanz zu erhalten
- Alle Optionen einer späteren Folgebehandlung zu wahren
- Ästhetik und Funktion zu erhalten

## Anästhesie

Als Weltmarktführer im Bereich des dentalen Schmerz-Managements, bietet Septodont mehr als nur sichere und qualitativ hochwertige Produkte. Wir gehen einen Schritt weiter und unterstützen den Zahnarzt in seinem Praxisalltag, Schmerzen besser beherrschen zu können.

### Septodont Lokalanästhetika

Je nach klinischer Situation bietet Septodont verschiedene Wirkstoffe für die Lokalanästhesie wie Articain, Lidocain, Mepivacain und Phentolamin an.

- Einzigartiger Herstellungsprozess umfasst die Terminalsterilisation
- 100 % latexfrei (Produkt und Herstellungsprozess)

Von den unterschiedlichen Wirkstoffen, über das Septoject Kanülen Sortiment bis hin zu verschiedenen Spritzensystemen, besitzt Septodont ein Alleinstellungsmerkmal in der dentalen Schmerzkontrolle.



(1)

# Zahnextraktion

## Blutstillung

Septodont verfügt über ein breites Sortiment, um den natürlichen Verlauf einer Blutstillung effektiv zu regulieren.

### Hemocollagene

- Unterstützt die lokale Blutstillung in der Extraktionsalveole und nach chirurgischen Eingriffen
- Vollständig resorbierbar, steril und biokompatibel
- Kann implantiert werden und in der Alveole verbleiben
- Fördert die Thrombozytenadhäsion und -aggregation



Native, nicht-denaturierte, gefriergetrocknete Kollagenschwämme bovinen Ursprungs

### Gelopack

Hilft bei der Blutstillung und Auffüllung von Extraktionsalveolen, Wurzelspitzenresektionen, Zystenentfernungen, Tumoren sowie impaktierten Zähnen.



Schwämme aus 100 % reiner Schweinegelatine

### Resorcell Pulver

Stoppt Kapillarblutungen und vermeidet Blutungen kurz nach operativen Eingriffen.



Pulver aus 100 % Hydrogencalciumsalz aus oxidiertem Cellulose

## Knochenaufbau

Nach einer Zahnextraktion ist der Erhalt der natürlichen Knochenstruktur wichtig und für den darauf folgenden Behandlungsverlauf maßgebend. Septodont bietet eine Auswahl an Produkten für einen erfolgreichen Knochenaufbau.

### Knochenersatzmaterialien

- Hochreines  $\beta$ -Tricalciumphosphat
- Resorbiert vollständig\* und ist osteokonduktiv
- Knochenneubildung\*\* wird unterstützt
- Spontane Knochenresorption wird verhindert
- Knochenintegrität und -volumen werden innerhalb von 3 bis 6 Monaten wieder hergestellt

### R.T.R. Kegel

- Einfache Anwendung
- Auch ohne Membran verwendbar
- $\beta$ -TCP Granulat mit Kollagen bovinen Ursprungs ummantelt



### R.T.R. Spritze

Gebogene Spritze für

- einfache Handhabung für die Hydratation
- optimale Darreichung und höhere Präzision bei der Applikation
- synthetisches  $\beta$ -TCP Granulat



### R.T.R. Granulat

- Größere Granulatmenge (2 cm<sup>3</sup>) für große Knochendefekte
- Synthetisches  $\beta$ -TCP Granulat



## Komplikationsmanagement

Nach einer Zahnextraktion besteht in den ersten nachfolgenden Tagen das Risiko einer Alveolitis sicca. Septodont bietet die ideale Lösung für eine erfolgreiche und schmerzlindernde Behandlung nach einer Zahnextraktion.

### Alveogyl

Die ideale medikamentöse Einlage mit Penghawar-Fasern bei einer Alveolitis sicca nach der Zahnextraktion.

- Einfach in die Alveole applizierbar
- Lindert schnell den Schmerz
- Kompression unterstützt die Hämostase
- Schützt vor einer Superinfektion
- Ein-Schritt Behandlung, da selbstentfernend
- Beobachtung des Heilungsverlaufs, keine spezielle Nachbehandlung erforderlich



(1): Arzneimittel – (2): Medizinprodukt