



Aufbereitung

Obturation

Revision

Das komplette Sortiment für die Endodontie



Das komplette Sortiment für die Endodontie

Zahnärzte weltweit verbrauchen jährlich nicht nur über 560 Millionen Zylinderampullen Lokalanästhetika von Septodont, sondern vertrauen auch in unsere Produkte für die Endodontie: für die Wurzelkanalaufbereitung, Wurzelkanalfüllungen sowie Produkte zur Revision.

Aufbereitung

Parcan N

3 %ige Natriumhypochloritlösung (NaOCl) zur Wurzelkanalspülung

250 ml Flasche



Canal+ Cream

EDTA-Gel zur Wurzelkanalaufbereitung und Auflösung von Kalzifikationen



Packung 2 x 7 g Spritze (5,4 ml)

Largal+

17 %ige EDTA-Lösung zur Wurzelkanalaufbereitung und Entfernung des Smear-Layers

100 ml Flasche



R4+

2 %ige Chlorhexidin-Digluconat-Lösung (CHX) zur Reinigung und Desinfektion der Wurzelkanäle

100 ml Flasche



Obturation

Obturation

BioRoot™ RCS

Neuartige hydraulische Wurzelkanalfüllung für klinischen Langzeiterfolg und eine kürzere Behandlungszeit



- Hydrophile Eigenschaften für einen herausragenden hermetischen Dentin-BioRoot™ RCS-/Guttapercha-Verbund und Induktion von Hartgewebbildung.
- Dreidimensionale Versiegelung ohne Schrumpfung.
- Antimikrobielle Wirkung durch die Freisetzung von Kalziumhydroxid reduziert das Risiko von Behandlungsmisserfolgen.

Packung mit 1 x 15 g Pulverflasche und 35 x Einzeldosen Flüssigkeit

Endomethasone N Pulver/Lösung

Wurzelkanalsealer auf Zinkoxid-Eugenol-Basis

- Zeigt nach dem Abbinden weder Resorption noch Retraktion, um einen dauerhaften Verschluss des Wurzelkanals zu ermöglichen.
- Antiseptische und antiphlogistische Eigenschaften zur Reduzierung postoperativer Beschwerden.



Pulver: 1 x 14 g Pulverflasche, 1 x Messlöffel
Lösung: 10 ml Flasche
Set: 14 g Pulver & 10 ml Lösung

Das komplette Sortiment für die Endodontie

Unser Produktsortiment für die Endodontie ist dafür entwickelt worden, die Bedürfnisse von Zahnärzten zu erfüllen, Verfahren zu erleichtern und für jeden Schritt die passende Lösung zu bieten. Die bioaktiven und biokompatiblen hydraulischen Füllungstherapeutika sind in der modernen Zahnmedizin unverzichtbar.

Retrograde Obturation

Biodentine™

Der biokompatible und bioaktive Dentinersatz auf Trikalziumsilikat-Basis für die Vitalerhaltung der Pulpa



Anwendungsgebiete

- Zahnkrone: Provisorische Versorgung des Zahnschmelzes, dauerhafte Versorgung des Dentins (Unterfüllung), tiefe bzw. große kariöse Läsionen, Zahnhalsfüllungen, direkte und indirekte Überkappung der Pulpa, Pulpotomie.
- Zahnwurzel: Wurzelkanalperforationen, Perforationen der Furkation, interne und externe Resorptionen, Apexifikation, retrograde Wurzelkanalfüllungen.

Eigenschaften

- Zeitersparnis durch die Möglichkeit der Versorgung mit Biodentine™ und dem Legen der definitiven Füllung in einer Sitzung.
- Induziert die Bildung von Reaktionsdentin zum Erhalt der Vitalität der Pulpa.
- Natürliche mikromechanische Verankerung ohne Oberflächenkonditionierung für eine optimale Versiegelung des Dentins.
- Keine Zahnverfärbungen.
- Mit dem menschlichen Dentin vergleichbare mechanische Eigenschaften.
- Radiopazität entsprechend 3,5 mm Aluminium für eine eindeutige kurz- und langfristige röntgenologische Nachkontrolle.

15 Kapseln Pulver und 15 Einzeldosen Flüssigkeit

Revision

Revision

Guttasolv

100 % Eucalyptol-Lösung zur Guttapercha-Entfernung

- Hilft bei der Entfernung Guttapercha-basierter Füllungsmaterialien und trägt so zu einer zeit-sparenden und wirksamen Kanalreinigung bei.
- Weicht Guttapercha-Stifte auf, um eine Anpassung des Hauptstiftes an die Wurzelkanalwände zu gewährleisten.

13 ml Flasche



Endosolv

Lösung auf Ethylacetat-Basis zur Revision von Wurzelkanalfüllungen

- Endosolv kann aufgrund der Zusammensetzung sowohl Wurzelkanal-Sealer auf Zinkoxid-Eugenol-Basis als auch auf Phenol-Kunstharz-Basis aufweichen.

13 ml Flasche





Praxis-Tipp

NEWSLETTER



Sie möchten über Veranstaltungen und Aktionen auf dem Laufenden gehalten werden? Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter!

Besuchen Sie uns auch auf    

Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66
E-Mail: info@septodont.de

www.septodont.de

