



Anästhesie Blutstillung Knochenregeneration Komplikationsmanagement

# Das komplette Sortiment für die Zahnextraktion



# Das komplette Sortiment für die Zahnextraktion

Eine Zahnextraktion stellt eine besondere Herausforderung dar, bei der auch Schmerzen und Blutungen eine bedeutende Rolle spielen.

Septodont bietet dem Zahnarzt für die aufeinander folgenden Schritte einer Zahnextraktion ein komplettes Sortiment an. Dieses umfasst die Lokalanästhesie, Blutstillung, den Knochenaufbau und Therapeutika, um auftretende Schmerzen und mögliche Komplikationen besser behandeln zu können.

## Anästhesie

Als Weltmarktführer im Bereich der dentalen Schmerzkontrolle bietet Septodont mehr als nur sichere und qualitativ hochwertige Produkte.

### *Septodont Lokalanästhetika*

Je nach klinischer Situation bietet Septodont verschiedene Wirkstoffe für die Lokalanästhesie wie Articain, Lidocain, Mepivacain sowie Phentolamin zur Aufhebung der Lokalanästhesie an.

### *Septoject Kanülen und Edelstahlspritzen*

Jährlich produziert Septodont über 200 Mio. Kanülen der Marken Septoject, Septoject XL und Septoject Evolution.



### *Ultra Safety Plus Twist*

Injektionssystem mit Schutzvorrichtung gegen Nadelstichverletzungen



## Zahnextraktion

## Blutstillung

Septodont verfügt über ein breites Sortiment, um den natürlichen Verlauf einer Blutstillung effektiv zu regulieren.

### *Hemocollagene*

- Unterstützt die lokale Blutstillung in der Extraktionsalveole und nach chirurgischen Eingriffen
- Vollständig resorbierbar, steril und biokompatibel
- Kann implantiert werden und in der Alveole verbleiben
- Fördert die Thrombozytenadhäsion und -aggregation



Native, nicht-denaturierte, gefriergetrocknete Kollagenschwämme bovinen Ursprungs

### *Hemogelatin*

Biokompatible & resorbierbare hämostatische Schwämme

- Biokompatibel & vollständig resorbierbar
- Flexibel, formbar, kann zugeschnitten werden
- Einzeln blisterverpackte sterile Schwämme



Gelatine-Schwämme porcinen Ursprungs

### *Resorcell Pulver*

Stoppt Kapillarblutungen und vermeidet Blutungen kurz nach operativen Eingriffen.



Pulver aus 100 % Hydrogencalciumsalz aus oxidierter Cellulose

# Das komplette Sortiment für die Zahnextraktion

Diese Produkte helfen dem Zahnarzt:

- Schmerzen und Komplikationen während und nach einer Zahnextraktion zu reduzieren
- Resorptionen zu verhindern und Knochensubstanz zu erhalten
- Alle Optionen einer späteren Folgebehandlung zu wahren
- Ästhetik und Funktion zu erhalten

## Behandlung der Extraktionsalveole

Nach einer Zahnextraktion ist der Erhalt der natürlichen Knochenstruktur wichtig und für den darauf folgenden Behandlungsverlauf maßgebend.

### Behandlung von Extraktionsalveolen mit Knochendefekt

#### **R.T.R.+ Knochenersatzmaterial**

*Biphasisches vollsynthetisches Knochenersatzmaterial*

Anwendungsgebiete

- Ersatz verlorengegangener Knochensubstanz nach Zahnextraktion
- Behandlung intraossärer Defekte
- Knöcherne Auffüllung von Extraktionsalveolen (Socket Preservation)
- Parodontaldefekte, infraalveoläre und periimplantäre Defekte
- Sinuslift, Kammaugmentation, zystische Knochendefekte

#### **R.T.R.+ 40/60 Spritze**

(40 %  $\beta$ -Tricalciumphosphat/  
60 % Hydroxylapatit)



#### **R.T.R.+ 80/20 Spritze**

(80 %  $\beta$ -Tricalciumphosphat/  
20 % Hydroxylapatit)



### Behandlung von Extraktionsalveolen ohne Knochendefekt

#### **SeptoCone**

*Kollagenkegel zur Versorgung von Extraktionsalveolen ohne Knochendefekt*

- Resorbierbar, hochdicht und hämostatisch



Kollagenkegel equinen Ursprungs

Anwendungsgebiete

- Zahnextraktionen, intraorale chirurgische Eingriffe, Biopsie-Entnahmestellen, traumatische Wunden.

## Komplikationsmanagement

Nach einer Zahnextraktion besteht in den ersten nachfolgenden Tagen das Risiko einer Alveolitis sicca. Septodont bietet die ideale Lösung für eine anschließende erfolgreiche und schmerzlindernde Behandlung.

### **Alveogyl**

Die ideale medikamentöse Einlage mit Penghawar-Fasern bei einer Alveolitis sicca nach der Zahnextraktion.

- Einfach in die Alveole applizierbar
- Lindert schnell den Schmerz
- Kompression unterstützt die Hämostase
- Schützt vor einer Superinfektion
- Ein-Schritt Behandlung, da selbstentfernend
- Beobachtung des Heilungsverlaufs, keine spezielle Nachbehandlung erforderlich





## Praxis-Tipp

NEWSLETTER



Sie möchten über Veranstaltungen und Aktionen auf dem Laufenden gehalten werden? Abonnieren Sie unseren monatlichen Newsletter!

Besuchen Sie uns auch auf



### Septodont GmbH

Felix-Wankel-Str. 9, 53859 Niederkassel, Deutschland  
Telefon: +49 (0) 228 971 26-0, Fax: +49 (0) 228 971 26-66  
E-Mail: [info@septodont.de](mailto:info@septodont.de)

[www.septodont.de](http://www.septodont.de)

